


Référence laboratoire	20/1-204683		
Données fournies par le client	Fabrication 051120 lot 20310G dluo 051123		
Nature de l'échantillon	MELANGE BIO G20140012PS GREENTIME		
Etat	Broyé	Température à réception	21.4 °C
Date de réception	25/11/2020 17:07:18	Transport	La Poste
Référence de devis	DLI200300	Agence régionale	Phytocontrol Lille
Analyse(s) demandée(s)			
Microbiologie	Pack 5 germes		

Echantillon à réception



Résultats d'analyses

	Méthode	Résultat	Unité	Critère	Conformité	Début d'analyse
Microbiologie						
Micro-organismes à 30°C (incorporation)*	NF EN ISO 4833-1	6000 Ne	UFC/g	500000	✓	26/11/2020
E.coli β-glucuronidase+37°C*	BRD 07/08-12/04	< 10	UFC/g	10	✓	26/11/2020
Enterobacteriaceae à 37°C*	BRD 07/24-11/13	< 10	UFC/g	5000	✓	26/11/2020
Levures et moisissures faible aw*	NF V08-036	< 100	UFC/g	50000	✓	26/11/2020
Levures faible aw	NF V08-036	< 100	UFC/g			26/11/2020
Moisissures faible aw	NF V08-036	< 100	UFC/g			26/11/2020
Salmonella spp.*	BRD 07/11-12/05	absence	/25g	absence	✓	26/11/2020

Légende

ND = Non détecté D = Détecté LQ = Limite de Quantification NA = Non Analysé NQ = Non Quantifiable NI = Non Interprétable

Ne= Nombre estimé N'= Nombre calculé à partir de la dernière dilution.

Méthodes utilisées mentionnées en page(s) suivante(s) :

MOC3205(S2) : Méthode pour la recherche des Salmonella spp: Rapid'Salmonella®.

MOC3211(S2) : Méthode horizontale pour le dénombrement des micro-organismes: Comptage des colonies à 30 °C par la technique d'ensemencement en profondeur.

MOC3224(S2) : Méthode pour le dénombrement de E.coli et des coliformes: Rapid'E.coli2®.

MOC3227(S2) : Méthode pour le dénombrement des enterobactéries: Rapid'Enterobacteriaceae®.

MOC3242(S2) : Méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures se développant sur un milieu à faible aw.

(S2) : analyse réalisée par Phytocontrol laboratoire d'analyses - 70 allée Graham Bell - Parc Georges Besse - 30035 NIMES

Commentaires

Les résultats analytiques ne sont valables que dans le périmètre du domaine d'application de la méthode utilisée.

Le règlement (UE) N°889/2008 et ses modifications successives, recense en Annexe II la liste des substances autorisées en agriculture biologique. Seul l'organisme certificateur biologique est en mesure de statuer sur la conformité du produit.

Critères fixés par le cahier des charges client.

CONFORME : Pour les paramètres analysés, l'échantillon respecte le cahier des charges client. Pour déclarer la conformité il n'a pas été tenu compte de l'incertitude de mesure.

informations complémentaires :

Salmonella spp. : Les produits mis sur le marché au sens du règlement CE 178/2002 dans lesquels les bactéries pathogènes suivantes ont été détectées, nécessitent le déclenchement d'une notification d'alerte auprès du ministère de l'agriculture et de l'alimentation :

- Listeria monocytogenes
- Salmonella spp
- Escherichia coli STEC.

Signature

L'actualisation des données réglementaires est assurée par notre Service Veille Réglementaire dans le respect des dates de mise en application des textes européens ou autres référentiels publiés.

Rapport validé par :

Doriane BAUDOUIN
Validation Analytique



-
- Ce certificat produit et validé électroniquement fait foi. Le nom et la fonction des responsables sur ce document ont été produits sur base d'une procédure protégée et personnalisée. Une version papier de ce document paraphé peut être obtenue sur simple demande.
 - Les résultats d'analyse ne concernent que les objets soumis à l'analyse.
 - La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale sauf autorisation du laboratoire.
 - Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
 - Pour déclarer la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude de mesure.
 - Les commentaires ne sont pas couverts par l'accréditation (sauf mention contraire).
 - Phytocontrol est agréé par l'AFSCA, habilité par l'INAO, le BNN et le QS et est certifié ISO 14001 par l'Afnor.

	Résultat	LQ	méthode
Unité ϕ : UFC/g			
Micro-organismes à 30°C (incorporation)*	6000 Ne		MOC3211

	Résultat	LQ	méthode
Unité ϕ : UFC/g			
E.coli β -glucuronidase+37°C	< 10	10	MOC3224
Enterobacteriaceae à 37°C*	< 10	10	MOC3227

Levures et moisissures faible aw*	< 100		
Levures faible aw	< 100	100	MOC3242
Moisissures faible aw	< 100	100	MOC3242

Unité ϕ : /25g			
Salmonella spp.*	absence		MOC3205